

Интерон

Производство медицинской мебели

Стол медицинский С-109

ЮЛИЯ · Thursday, June 4th, 2020

Стол медицинский С-109 предназначен для организации рабочих мест специалистов, осуществляющих профилактику, диагностику и лечение пациентов, в лечебно-профилактических учреждениях.

Конструкция состоит из 2-х столов.

Первый стол размером 1800х600х750 состоит из столешницы, тумбы с тремя выдвижными ящиками, расположенной в левой части стола, боковой панели и царги.

Детали стола изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.

Детали корпуса и тумбы окантованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Фасады ящиков окантованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм., снабжены металлическими ручками.

Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП 16 мм, дно ящиков - ДВП.

Выдвижение ящиков осуществляется при помощи направляющих.

Столешница окантована кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Стол установлен на регулируемые опоры высотой 100 мм(± 12 мм).

Изделие поставляется в разобранном виде.

Второй стол размером 1200х600х750 состоит из столешницы, тумбы с распашной створкой, расположенной в правой части стола, боковой панели и царги.

В тумбе расположена полка, изготовленная из ЛДСП 16 мм, окантована кромкой ПВХ 0,4 мм.

Полка установлена при помощи полкодержателей.

Детали стола изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.

Детали корпуса и тумбы окантованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Створка тумбы окантована кромкой ПВХ толщиной 2 мм., снабжена металлической ручкой и крепится к корпусу при помощи петель.

Столешница окантована кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Стол установлен на регулируемые опоры высотой 100 мм(± 12 мм).

Изделие поставляется в разобранном виде.

Допустимая статическая равномерно распределенная нагрузка на ящик до 5 кг., на вкладную полку до 5 кг.

На стол предоставляется полный пакет документов: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, Декларация о соответствии, Сертификат соответствия.

This entry was posted on Thursday, June 4th, 2020 at 10:02 am and is filed under
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.